

Produktinformation



Produktname: Zervikale Platte
Bereich: Zervikale Wirbelsäule
OP-Technik: Zervikale Fusion

Features/Design

1. Polyaxiale Verschraubung
2. Back Out Sicherung durch Rotation der Mittelschraube
3. 25 bis 65 mm | • weitere Größen auf Anfrage erhältlich


Dimensionen



Ein Level



Zwei Level



Polyaxial | Ø 4,0 mm | Schraubenkopf versinkt in der Platte

Länge wird von der Spitze bis zum Beginn des Schraubenkopfes gemessen.
Der Schraubenkopf pro Schraube hat eine Länge von zusätzlichen 2 mm.

Implantat-Information

Schraube

Artikel-Nr.:	Beschreibung
SR-B11J-24012-S	Zervikale Schraube, variabel mit zentrierter Spitze Ø 4 x 12 mm, hellblau, steril
SR-B11J-24014-S	Zervikale Schraube, variabel mit zentrierter Spitze Ø 4 x 14 mm, pink, steril
SR-B11J-24016-S	Zervikale Schraube, variabel mit zentrierter Spitze Ø 4 x 16 mm, silber, steril
SR-B11J-24018-S	Zervikale Schraube, variabel mit zentrierter Spitze Ø 4 x 18 mm, dunkelblau, steril
SR-B11J-24515-S	Zervikale Schraube, variabel mit zentrierter Spitze Ø 4,5 x 15 mm, gold, steril

● nur auf Anfrage erhältlich

Platte

Artikelnummer	Beschreibung	Bereich
SR-B112-20025-S	Zervikale Platte 25 mm, steril	1 Level
SR-B112-20027-S	Zervikale Platte 27 mm, steril	1 Level
SR-B112-20030-S	Zervikale Platte 30 mm, steril	1 Level
SR-B112-20037-S	Zervikale Platte 37 mm, steril	2 Level
SR-B112-20040-S	Zervikale Platte 40 mm, steril	2 Level
SR-B112-20042-S	Zervikale Platte 42 mm, steril	2 Level
SR-B112-20045-S	Zervikale Platte 45 mm, steril	2 Level
SR-B112-20047-S	Zervikale Platte 47 mm, steril	2 Level
SR-B112-20055-S	Zervikale Platte 55 mm, steril	3 Level
SR-B112-20057-S	Zervikale Platte 57 mm, steril	3 Level
SR-B112-20060-S	Zervikale Platte 60 mm, steril	3 Level
SR-B112-20065-S	Zervikale Platte 65 mm, steril	3 Level
SR-B112-20067-S	Zervikale Platte 67 mm, steril	3 Level
SR-B112-20070-S	Zervikale Platte 70 mm, steril	3 Level
SR-B112-20072-S	Zervikale Platte 72 mm, steril	4 Level
SR-B112-20075-S	Zervikale Platte 75 mm, steril	4 Level
SR-B112-20077-S	Zervikale Platte 77 mm, steril	4 Level
SR-B112-20080-S	Zervikale Platte 80 mm, steril	4 Level
SR-B112-20082-S	Zervikale Platte 82 mm, steril	4 Level
SR-B112-20085-S	Zervikale Platte 85 mm, steril	4 Level
SR-B112-20090-S	Zervikale Platte 90 mm, steril	5 Level
SR-B112-20095-S	Zervikale Platte 95 mm, steril	5 Level
SR-B112-20100-S	Zervikale Platte 100 mm, steril	5 Level
SR-B112-20105-S	Zervikale Platte 105 mm, steril	5 Level
SR-B112-20110-S	Zervikale Platte 110 mm, steril	5 Level

● nur auf Anfrage erhältlich